

<i>Description générale</i>	Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique par bouton pression. Longueur de 200 cm. Sur une face la mesure commence à partir de 0 sur la seconde elle commence à partir de 4.7cm.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	A la main avec un produit n'attaquant pas l'ABS
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'ABS et le plastique souple.	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Boîtier en ABS et ruban en plastique souple	
<i>Standard fabrication</i>		
<i>Étiquetage</i>	Oui	Sur boîte : nom, Référence, longueur, COMED, adresse.
<i>Emballage</i>	Oui	Par boîte de 1 pièce et par carton de 10 pièces
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit propre à température ambiante
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	COMED
<i>Références</i>	44 444 50	
<i>Désignation</i>	Ruban périmétrique	
<i>Dimensions Lo x la x h(mm)</i>	Boîtier = 88 x 56 x 20 Ruban = 2000 x 14 x 0.4	
<i>Résistance température (C°)</i>	-10 à 45°C	
<i>Poids net (g)</i>	52	
<i>Couleurs</i>	Blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif utilisé pour mesurer des parties du corps humain	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi</i>	Nettoyer après chaque utilisation sur un patient et bien vérifier la face du ruban utiliser avec ou sans le crochet.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des containers à plastique	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul      Combinaison de phrases = Nul	