

sphygmotensiophone

**Riester**

The familiar way



Extreme precision and **refined functionality** – our two-tube sphygmomanometer. The chromium-plated pressure gage housing fits firmly on the cuff, is constantly in the field of view and is neat and tidy. The **high-quality cotton cuff finished in artificial leather** is provided with a metal clip through which to pull the cuff. This ensures safe and accurate measurement at all times. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600g mmHg
- Maximum error tolerance of +/- 3 mmHg
- Easy to read scale Ø 49 mm from 0 to 300 mmHg
- In padded and zippered nylon bag

Ø 49 mm, metal bar, two-tube

Velcro cuff, adult  
Velcro cuff, children  
Velcro cuff, babies

bordeaux

**No 1380**

**No 1381**

**No 1382**

Hochleistungspräzision und **ausgefeilte Funktionalität** – unser 2-Schlauch-Blutdruckmessgerät. Das verchromte Metallgehäuse des Manometers ist fest auf die Manschette montiert, immer im Blickfeld und aufgeräumt. Die hochwertige **Baumwollmanschette mit Kunstlederapplikationen** verfügt über einen Metallbügel zum Durchziehen der Manschette. Dies sorgt für jederzeit sichere und exakte Messung. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Gut ablesbare Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg

- Inkl. gepolsterter Nylon-Reißverschlusstasche

Ø 49 mm, Bügelmanschette 2-Schlauch	bordeaux
Klettenmanschette Erwachsene	<b>Nr. 1380</b>
Klettenmanschette Kinder	<b>Nr. 1381</b>
Klettenmanschette Säuglinge	<b>Nr. 1382</b>

Précision de haute performance et **fonctionnalité parfaitement rodée** : c'est notre tensiomètre à deux tubes. Le boîtier en métal chromé du manomètre est monté fixement sur le brassard et est donc toujours dans le champ de vue, toujours à sa place. **Le brassard** de qualité supérieure est **en coton avec applications de cuir synthétique** ; il est équipé d'une boucle métallique permettant de bien serrer le brassard. Cela garantit une prise de mesure sûre et exacte à tout moment. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Echelle graduée bien lisible, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg

- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair

Ø 49 mm, brassard à boucle, deux tubes	bordeaux
Brassard à bandes velcro, adulte	<b>No 1380</b>
Brassard à bandes velcro, adulte	<b>No 1381</b>
Brassard à bandes velcro, nourrisson	<b>No 1382</b>

Altísima precisión y **elevada funcionalidad**: nuestro tensiómetro de 2 tubos. La carcasa metálica cromada del manómetro está montada de forma fija en el brazalete, siempre visible y ocupando poco espacio. **El brazalete de algodón de alta calidad con aplicaciones de cuero artificial** presenta un puente metálico para pasar el brazalete. Esto permite una medición segura, sencilla y precisa en todo momento. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg

- Escala de fácil lectura de Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
- Incluye una bolsa acolchada de nylon con cremallera

Ø 49 mm, brazalete con puente, 2 tubos	burdeos
Brazalete de velcro, adultos	<b>No 1380</b>
Brazalete de velcro, niños	<b>No 1381</b>
Brazalete de velcro, lactantess	<b>No 1382</b>

Высокоточный и максимально продуманный по функциональности прибор для измерения давления крови с двойным шлангом. Хромированный металлический корпус манометра прочно прикреплен к манжете. Его всегда видно и он не мешает работе. Высококачественная манжета из хлопка с аппликациями из искусственной кожи оснащена металлической скобой для продевания манжеты. Благодаря этому надежное и точное измерение возможно в любое время. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.
- Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт. ст.

- Хорошо считываемая шкала диаметром 49 мм, наилучшая считываемость до 300 мм рт. ст.
- В нейлоновой сумке на молнии.

Диаметр манометра 49 мм, манжета со скобой двухшланговая.	бордовый
Тонومتر с манжетой на липучке для взрослых	No 1380
Тонومتر с манжетой на липучке для детей	No 1381
Тонومتر с манжетой на липучке, неонатальная	No 1382